


## Поликлональные Антитела Против Гликофорина С (Gyrc) Для Вб, Ифа - P04921

Артикул: CM0017725



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против гликофорина С (GYPC), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышинный GYPC (14 кДа) — сиалогликопротеин, участвующий в поддержании стабильности эритроцитов и функционировании рецепторов малярии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Гликофорин С (GYPC) кроличьи пАнт                                                                                                                                        |
| Примечания/алиасы         | GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glycophorin C (GYPC)                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                                  |
| ID гена (человек)         | 2995                                                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 2995                                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок: рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-128 человеческого гликофорина С (гликофорин С (GYPC)) (NP_002092.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                                  |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                                            |
| SWISS                     | P04921                                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 14 кДа                                                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                                                        |