

Моноклональное Антитело Против Gm-Csf Для Вб, Иф/Ик, Ифа — P01587

Артикул: CM0011275

введение

Кроличье моноклональное антитело к мышиному GM-CSF, валидированное для вестерн-блота, иммуофлуоресценции и ИФА. Идеально подходит для исследования цитокинов и гемопоэтической дифференцировки. SWISS: P01587.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мК антитело к GM-CSF
Примечания/Алиасы	CSF; Csfgm; GMCSF; Gm-CSf; MGI-IGM
Вид	Мышь
ID гена (человек)	1437
ID гена (мышь)	12981
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-141 мышиного GM-CSF (NP_034099.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01587
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодильный пакет