

Поликлональное Антитело Против Gngt2 Для Вб И Ифа - O14610

Артикул: CM0027658

введение

Высококачественное поликлональное антитело против GNGT2, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает GNGT2 человека и мыши — гамма-субъединицу G-белка, участвующую в трансмембранной передаче сигнала. Идеально подходит для исследований в области передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNGT2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GNG9; HG3I; GNGT8; G-GAMMA-8; G-GAMMA-C; GNGT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2793
ID гена	2793
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–69 GNGT2 человека (NP_113686.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O14610
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	Холодовой пакет