

Поликлональное Антитело Против Gpd2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P43304

Артикул: CM0026949

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GPD2 (митохондриальная глицерол-3-фосфатдегидрогеназа). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным/крысиным белком. Подходит для исследований метаболических заболеваний и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPD2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GDH2; GPDM; mGDH; mGPDH; GPD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2820
GeneID	2820
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-325 человеческого GPD2 (NP_000399.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43304
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом