

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gper1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q99527

Артикул: CM0017714



введение

Кроличьи поликлональные антитела GPER1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Определяют GPER1 человека, мыши, крысы. Подходят для изучения эстрогеновой сигнализации, сердечно-сосудистых и репродуктивных исследований. Sw-Prot Q99527.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против GPER1
Примечания/Альтернативные названия	mER; CEPR; GPER; DRY12; FEG-1; GPR30; LERGU; LyGPR; CMKRL2; LERGU2; GPCR-Br
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2852
GeneID	2852
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 307-375 белка GPER1 человека (NP_001496.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99527
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом