

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Gpix/Cd42A/Gp9 Для Wb, Elisa - P14770

Артикул: CM0006427



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого гликопротеина IX тромбоцитов (GPIX/CD42a/GP9), подходящее для WB и ELISA. Необходимый инструмент для исследований гемостаза и адгезии тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPIX/CD42a/GP9 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Вид	Человек
GeneID	2815
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-140 человеческого GPIX/CD42a/GP9 (NP_000165.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14770
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом