

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gpr141 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q7Z602

Артикул: CM0016596

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого GPR141, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сиротских GPCR и изучения рецепторов клеточной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR141 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PGR13; GPR141
Вид	Человек
GeneID	353345
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого GPR141 (NP_001316922.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z602
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом