

Моноклональное Антитело Anti-Grk2 [Валидировано На Ko] Для Wb, If/Icc, Elisa - P25098

Артикул: CM0011968



введение

Кроличье моноклональное антитело anti-GRK2, валидированное для нокаута, подходящее для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует перекрестно с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения десенсibilизации GPCR и сигнальных путей бета-аррестина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] GRK2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BARK1, ADRBK1, BETA-ARK1, K2
Вид	Человек
GeneID	156
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 590–689 человеческого GRK2 (P25098).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25098
Молекулярный вес белка	80 кДа
Доставка	Сумка со льдом