

Поликлональное Антитело Anti-Grk5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P34947

Артикул: CM0027242



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к GRK5, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Важный инструмент для изучения функции киназы GPCR 5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRK5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GPRK5; FP2025; GRK5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2869
GeneID	2869
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34947
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом