


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Grp94 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14625

Артикул: CM0014292



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого Grp94 (эндоплазмينا), валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на шаперон эндоплазматического ретикулума массой 92 кДа, участвующий в укладке белков и передаче сигналов TLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Grp94 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m; Grp94
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7184
Идентификатор гена	7184
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 40-310 человеческого Grp94 (NP_003290.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14625
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет со льдом