


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Grpr Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30550

Артикул: CM0025318



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого GRPR, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для изучения сигнальных путей GPCR, ощущения зуда и контроля дыхания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRPR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BB2; BB2R; BRS2; GRPR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2925
ID гена	2925
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-384 человеческого GRPR (NP_005305.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30550
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Ледяной пакет