

Моноклональное Антитело Против Gsc Для Вестерн-Блота И Ифа - P56915

Артикул: CM0002014



введение

Кроличье моноклональное антитело против GSC, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Направлено на гомеобоксный белок гусконд (P56915) человека и мыши, идеально подходит для исследований в области биологии развития и органогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSC кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	SAMS; GSC
Вид	Человек
GeneID (человек)	145258
GeneID	145258
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 GSC человека (P56915)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P56915
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами