


## Поликлональное Антитело Кролика Против Gsdmd (Полная Длина + N-Конец) Для Wb, If/Icc, Elisa — P57764

Артикул: CM0022815



### введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому GSDMD (полная длина + N-конец). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA, перекрестная реактивность с человеком, мышью и крысой. Мишень представляет собой порообразующий белок, критически важный для пироптоза и защиты организма хозяина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GSDMD (полная длина + N-конец) кроличье pAb                   |
| Примечания/алиасы         | DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD (полная длина + N-конец) |
| Вид                       | Человек                                                       |
| ID гена (человек)         | 79792                                                         |
| ID гена                   | 79792                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                                          |
| Источник                  | Кролик                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                       |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                          |
| SWISS                     | P57764                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 53кДа                                                         |
| Доставка                  | Айс-пак                                                       |