


Поликлональное Антитело Против Gtf2H1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P32780

Артикул: CM0027620



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GTF2H1 (p62, BTF2) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF2H1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P62; BTF2; TFB1; TFIIN; GTF2H1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2965
ID гена	2965
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-425 человеческого GTF2H1 (NP_001135779.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32780
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом