

Поликлональное Антитело Против Gucy2D Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02846

Артикул: CM0028332

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ретинальной гуанилилциклазе 1 (GUCY2D), подходящее для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Проявляет перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования зрения и фототрансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GUCY2D кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	LCA; CACD; CG-E; CYGD; LCA1; RCD2; CACD1; CORD5; CORD6; GUC2D; ROSGC; retGC; CSNB1I; GUC1A4; RETGC-1; ROS-GC1; GUCY2D
Вид	Человек
ID гена (человек)	3000
ID гена	3000
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 52-350 человеческого GUCY2D (NP_000171.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02846
Молекулярная масса белка	120 кДа
Доставка	Айс-пак