

Поликлональное Антитело Против Hase1 Для Вб, Игп, Ифа — Q8Iyu2

Артикул: CM0027412



введение

Кроличье поликлональное антитело к HACE1, валидированное для ВБ, ИГП и ИФА. Распознает HACE1 человека, мыши и крысы с молекулярной массой 102 кДа. E3 убиквитинлигаза, участвующая в динамике мембран аппарата Гольджи, деградации RAC1 и защитной реакции организма. Идеально подходит для исследований в области клеточной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HACE1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	SPPRS; HACE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	57531
GeneID	57531
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 HACE1 человека (NP_065822.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IYU2
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодовая упаковка