


Поликлональное Антитело Кролика Против Hb-Egf Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q99075

Артикул: CM0024627



введение

Поликлональное антитело кролика против HB-EGF, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на про-гепарин-связывающий EGF-подобный фактор роста, ключевой лиганд EGFR, участвующий в развитии сердца и пролиферации гладких мышц. Идеально для исследований сигнальных путей факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HB-EGF pAb кролика
Примечания/Альтернативные названия	DTR, DTS, DTSF, HEGFL, HB-EGF
Вид	Человек
GeneID (человек)	1839
GeneID	1839
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-160 человеческого HB-EGF (NP_001936.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99075
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом