


Поликлональные Антитела Против Hbb Для Wb, Elisa - P68871

Артикул: CM0014282



введение

Поликлональные антитела кролика против HBB, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Направлены против бета-субъединицы гемоглобина (P68871) человека и крысы. Идеально подходят для исследований транспорта кислорода и анемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HBB Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ECYT6; CD113t-C; бета-глобин; HBB
Вид	Человек
GeneID (человек)	3043
GeneID	3043
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 47-147 HBB человека (NP_000509.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P68871
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом