


Кроличье Моноклональное Антитело Против S2-Субъединицы Шипа Hcov-229E Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15423

Артикул: CM0007334



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на S2-субъединицу шиповидного гликопротеина HCoV-229E, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований проникновения и слияния коронавируса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к шипу HCoV-229E S2
Идентификатор гена	918758
Иммуноген	Рекомбинантный белок шипа HCoV-229E человека, S2-субъединица
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	HCoV-229E
SWISS	P15423
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	В пакете со льдом