


Кроличье Моноклональное Антитело Против Hdac3 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15379

Артикул: CM0009519



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против HDAC3, валидированное для применения в WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA, с реактивностью в отношении человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики, биологии хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HDAC3
Примечания/алиасы	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8841
GeneID	8841
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 299-428 человеческого HDAC3 (NP_003874.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	O15379
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	С ледяным пакетом