

Кроличья Поликлональная Анти-Hdac5 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Uql6

Артикул: CM0015733



введение

Данное кроличье поликлональное антитело к HDAC5 валидировано для применения в методах Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Оно детектирует HDAC5 в образцах человека, мыши и крысы, что делает его пригодным для исследований хроматиновой регуляции и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10014
ID гена	10014
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-600 белка HDAC5 человека (NP_005465.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQL6
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом