


## Поликлональные Антитела Против Hdac8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9By41

Артикул: CM0029006



### введение

CamelBio предлагает высококачественные кроличьи поликлональные антитела против HDAC8 (Q9BY41), валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на гистондеацетилазу 42 кДа, участвующую в эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на KO] Кроличьи pAb против HDAC8                                                                                      |
| Примечания/Псевдонимы     | HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 55869                                                                                                                               |
| ID гена                   | 55869                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-377 человеческого HDAC8 (NP_060956.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q9BY41                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 42 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                    |