


Поликлональное Антитело К Белку Hdgf Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - P51858

Артикул: CM0013500



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого HDGF (HMG1L2), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ИФА. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции, митогенной сигнализации и механизмов связывания с гепарином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDGF кроличья поликлональная АТ
Примечания/Альтернативные названия	HMG1L2; HDGF
Вид	Человек
ID гена (человек)	3068
ID гена	3068
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-240 человеческого HDGF (NP_004485.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51858
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодильный пакет