


Антитело Кролика Против Heatr1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H583

Артикул: CM0014389



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого HEATR1 (BAP28/UTP10). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; это антитело необходимо для изучения биогенеза рибосом, функции ядрышка и путей, связанных с Мус.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEATR1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BAP28; UTP10; HEATR1
Вид	Человек
ID гена	55127 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого HEATR1 (NP_060542.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H583
Молекулярный вес белка	242кДа
Доставка	Сумка со льдом