

Кроличья Полуклональная Polymab Против Гемоксигеназы 1 (Ho-1/Hmox1) Для Wb, Ip, If, Ihc, Elisa — P09601 / P14901

Артикул: CM0012660



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на гемоксигеназу 1 (HO-1/HMOX1). Валидировано для применения в WB, IP, IF, IHC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Обнаруживает белок массой 33 кДа. Подходит для исследований апоптоза, метаболизма гема и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Rabbit PolymAb®
Примечания/алиасы	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; D8Wsu38e; HO-1; HO1; Hemox; Hmox; Hsp32
Вид	Человек/мышь
ID гена (человек)	3162
ID гена	3162/15368
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-266 мышиного Hmox1 (NP_034572.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09601/P14901
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет