

Поликлональные Кроличьи Антитела К Heyl (Hey3, Hrt3, Bhlhb33) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Nq87

Артикул: CM0024026

введение

Поликлональные кроличьи антитела (pAb) к HEYL, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на материале человека и мыши. Направлены на HEYL — транскрипционный репрессор сигнального пути Notch, играющий ключевую роль в развитии сердечно-сосудистой системы и регуляции генов. Идеально подходят для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к HEYL
Примечания/алиасы	HEY3; HRT3; HESR3; bHLHB33; HEYL
Вид	Человек
GeneID (человек)	26508
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–100 человеческого HEYL (NP_055386.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NQ87
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	С холодоэлементом