

Кроличье Поликлональное Антитело Против Hfm1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - A2Pyh4

Артикул: CM0025137

введение

Это кроличье поликлональное антитело специфически распознает человеческий HFM1 и перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Идеально для исследований мейоза и преждевременной недостаточности яичников.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против HFM1
Примечания/Альтернативные названия	MER3; POF9; Si-11; SEC63D1; Si-11-6; хеликаза; HFM1
Вид	Человек
GeneID	164045
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого HFM1 (NP_001017975.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	A2PYH4
Молекулярная масса белка	163 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом