


Поликлональное Антитело К Антигистаминовому Рецептору H4 (Hrh4) Для Wb И Elisa — Q9H3N8

Артикул: CM0016038



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий гистаминовый рецептор H4 (HRH4). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Предназначено для изучения хемотаксиса иммунных клеток и воспалительной передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к HRH4
Примечания/синонимы	H4; H4R; BG26; HH4R; AXOR35; GPRv53; GPCR105; HRH4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	59340
Идентификатор гена	59340
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 194-304 человеческого HRH4 (NP_067637.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H3N8
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом