


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Гистона H1.4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10412

Артикул: CM0019349



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого гистона H1.4, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеальны для исследований в области биологии хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гистон H1.4 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; Гистон H1.4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3008
GeneID	3008
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого гистона H1.4 (NP_005312.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10412
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом