

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Hla-Dqa1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Артикул: CM0023875



введение

Кроличья поликлональная антитело к HLA-DQA1, валидированная для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеком и мышью. Направлена на альфа-цепь MHC класса II, участвующую в процессинге и презентации антигена. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DQA1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3117
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-216 человеческого HLA-DQA1 (NP_002113.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01909
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет