

Поликлональное Антитело К Hmbs Для Вестерн-Блота, Ифа - P08397

Артикул: CM0024539



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому HMBS (порфобилиногендезаминаза), подходит для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует перекрестно с человеческим и мышинным белком. Необходимо для исследований биосинтеза гема и метаболизма порфиринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMBS Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Вид	Человек
ID гена (человек)	3145
ID гена	3145
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-361 человеческого HMBS (NP_000181.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08397
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Ледяной пакет