

Кроличья Поликлональная Антитело К Hmg20A Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q9Nr66

Артикул: CM0028630

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против HMG20A, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции хроматина и нейронной дифференцировки. - Q9NP66

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMG20A кроличья пАб
Примечания/Алиасы	HMGX1; HMGXB1; HMG20A
Вид	Человек
ID гена (человек)	10363
ID гена	10363
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-347 HMG20A человека (NP_060670.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NP66
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	Айс-пак