

Моноклональное Антитело Против Hnf-4-Альфа Для Wb, Ihc-P, Ифа И Chip - P49698

Артикул: CM0002164

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на HNF-4-альфа — ядерный рецептор, критически важный для развития печени и циркадного ритма. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (ИHC-P), ИФА и иммунопреципитации хроматина (ChIP), обладает перекрестной реактивностью у человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNF-4-альфа кроличье МАТ
Примечания/алиасы	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF-4-alpha
Вид иммунизации	Мышь
ID гена (человек)	3172
ID гена	15378
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49698
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодильный пакет