


Поликлональные Антитела Против Hnrnp E2/Рсbp2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q15366

Артикул: CM0024704



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого hnRNP E2/PCBP2 (Q15366), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения процессинга РНК и врожденного противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP E2/PCBP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5094
GeneID	5094
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15366
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент