

Кроличья Поликлональная Антитело К Hnrnpa0 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа — Q13151

Артикул: CM0028975

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому HNRNPA0 (HNRPA0). Валидирована для применения в Вестерн-блоттинге, иммунопреципитации и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNPA0 кроличья pAb
Примечания/Синонимы	HNRPA0; HNRNPA0
Вид	Человек
ID гена (человек)	10949
ID гена	10949
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 180 человеческого HNRNPA0 (NP_006796.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13151
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С ледяными пакетами