

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hook2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Ed9

Артикул: CM0005970

введение

Кроличье моноклональное антитело против HOOK2 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Определяет HOOK2 человека, мыши и крысы — белок, участвующий в функционировании centrosomes и везикулярном транспорте. Подходит для изучения образования агрегасом и распределения AP-4 комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против HOOK2 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	HK2; HOOK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29911
GeneID	29911
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка HOOK2 человека (Q96ED9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96ED9
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом