

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ноха9 Для Wb И Elisa — P31269

Артикул: CM0022422

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на гомеобоксный транскрипционный фактор HOXA9 человека. Валидировано для WB и ELISA, реагирует с антигенами человека и мыши. Подходит для исследований биологии развития и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к HOXA9
Примечания/синонимы	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3205
Идентификатор гена	3205
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-190 HOXA9 человека (NP_689952.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P31269
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом