


Поликлональные Антитела Против Hras Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01112

Артикул: CM0029232



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого HRAS (p21ras). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнального пути Ras-MAPK и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HRAS Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Вид	Человек
GeneID (человек)	3265
GeneID	3265
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого HRAS (NP_203524.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01112
Молекулярная масса белка	21кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом