

Поликлональные Антитела Anti-Hs1Bp3 Для Wb, Elisa - Q53T59

Артикул: CM0025026

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Hs1BP3, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Потенциальный модулятор сигналинга IL-2. Молекулярная масса 43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HS1BP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ETM2; HS1-BP3; HS1BP3
Вид	Человек
GeneID	64342
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого HS1BP3 (NP_071905.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q53T59
Молекулярный вес белка	43kDa
Доставка	Сумка со льдом