

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hsd11B2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P80365

Артикул: CM0027233

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого HSD11B2 (11-бета-гидроксистероиддегидрогеназа типа 2). Валидировано для WB и ELISA, перекрестная реакция с крысой. Подходит для изучения метаболизма глюкокортикоидов и минералокортикоидных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD11B2 кролика pAb
Примечания/Псевдонимы	AME; AME1; HSD2; HSD11K; SDR9C3; HSD11B2
Вид	Человек
ID гена	3291 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий аминокислоты 266-405 человеческого HSD11B2 (NP_000187.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P80365
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент