

Поликлональные Антитела Против Hsd3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P) И Ифа (Elisa) - P14060

Артикул: CM0026048

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HSD3B1, валидированные для WB, IF-P и ELISA. Обнаруживают эндогенный HSD3B1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований стероидогенеза и метаболизма андрогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD3B1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD; HSD3B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3283
GeneID	3283
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого HSD3B1 (NP_000853.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14060
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Сумка со льдом