


Кроличья Поликлональная Антитела Против Hsf1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q00613

Артикул: CM0019642



введение

Кроличьи поликлональные антитела HSF1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на человеке и мыши.

Индуклируемый стрессом транскрипционный фактор, ключевой для реакции на тепловой шок. Подходит для исследований рака, биологии стресса и латентности ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против HSF1
Примечания/Алиас	HSF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3297
GeneID	3297
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 367-529 человеческого HSF1 (NP_005517.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00613
Молекулярная масса белка	52 кДа/57 кДа
Доставка	В пакете со льдом