


Кроличья Поликлональная Антитело Против Человеческого Igg4/Постоянной Области Тяжелой Цепи Иммуноглобулина Гамма 4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01861

Артикул: CM0018876



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против постоянной области человеческого IgG4 (IGHG4). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает С-область гамма-4 цепи Ig для исследований гуморального иммунитета и иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Человеческий IgG4/постоянная область тяжелой цепи иммуноглобулина гамма 4, кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/Синонимы	IGHG4; С-область гамма-4 цепи Ig; Человеческий IgG4/постоянная область тяжелой цепи иммуноглобулина гамма 4
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого IgG4/постоянной области тяжелой цепи иммуноглобулина гамма 4 (P01861)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01861
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет