


Моноклональное Антитело Anti-Icam-1/Cd54 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P05362 / P13597

Артикул: CM0011215



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к ICAM-1 (CD54) для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований лейкоцитарной адгезии, воспаления и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM-1/CD54 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	MAL; CD54; Icam; Ly-4; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Вид	Человек/Мышь
Идентификатор гена (человек)	3383
Идентификатор гена	3383/15894
Иммуноген	Рекомбинантный белок ICAM-1/CD54 человека/мыши.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05362/P13597
Молекулярная масса белка	58 кДа/59 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом