

Кроличье Моноклональное Антитело Против Icos/Cd278 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Проточной Цитометрии, Elisa - Q9Wvs0

Артикул: CM0006708

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиноного ICOS (CD278), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, проточной цитометрии и ELISA. Подходит для исследований костимуляции Т-клеток и иммунного ответа. Реагирует с мышиным белком. SWISS: Q9WVS0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против ICOS/CD278
Примечания/Альтернативные названия	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115; ICOS/CD278
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	29851
GeneID	54167
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-142 мышиноного ICOS/CD278 (NP_059508.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9WVS0
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом