

Поликлональное Антитело Anti-Idh2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P48735

Артикул: CM0024866



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IDH2, митохондриальный фермент цикла TCA. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IDH2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3418
GeneID	3418
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 193-452 человеческого IDH2 (NP_002159.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48735
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом