


Поликлональные Антитела Против Ido1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P14902

Артикул: CM0019037



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий IDO1, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживают IDO1 человека и крысы. Важный инструмент для исследования метаболизма триптофана и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IDO1 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	IDO; INDO; IDO-1; IDO1
Вид	Человек
ID гена	3620 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-403 человеческого IDO1 (NP_002155.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P14902
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Холодовой пакет