

Анти-Ier3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P46695

Артикул: CM0030071

введение

Анти-IER3 кроличий поликлональный антитело для вестерн-блоттинга, ИГХ парафиновых срезов и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышинный IER3, ключевой маркер в сигнальном пути ERK и устойчивости раковых клеток к стрессу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IER3 кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8870
GeneID	8870
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого IER3 (NP_003888.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46695
Молекулярный вес белка	17kDa
Доставка	Сумка со льдом