


Поликлональные Антитела Против Ifif2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P09913

Артикул: CM0012989



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого IFIT2 (ISG54), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Подходят для исследований противовирусного иммунитета, интерфероновой сигнализации и изучения апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	IFIT2 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	P54, G10P2, IFI54, ISG54, cig42, IFI-54, IFIT-2, ISG-54, GARG-39, IFI-54K, ISG-54K, ISG-54 K, IFIT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3433
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 273-472 человеческого IFIT2 (NP_001538.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09913
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом