


Поликлональные Антитела Против Ifn-Beta Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01575

Артикул: CM0020872



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против мышинового IFN-beta (UniProt P01575), валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IF-P) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с человеческим и мышинным белком. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и интерфероновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFN-beta кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	Ifb; IFNB; Ifl1da1; IFN-beta
Вид белка	Мышь
GeneID (Человек)	3456
GeneID	15977
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-182 мышинового IFN-beta (NP_034640.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01575
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Айс-пакет